

J'utilise un Easyhaler...

= Inhalateur à poudre sèche

Ex : Budesonide Easyhaler®, Bufomix®

Avant la première utilisation

Si nécessaire, insérer le Easyhaler® dans son étui de protection.




Mode d'emploi

Avant chaque inhalation :

1. Ouvrir le couvercle protecteur si nécessaire.

2. Enlever le bouchon anti-poussière de l'embout en plastique.


3. Prendre l'appareil entre le pouce et l'index et agiter vigoureusement.



4. Exercer une pression sur le dessus du dispositif pour libérer une dose.

5. Expirer profondément pour vider les poumons (en dehors de l'Easyhaler®).

6. Placer l'embout buccal entre les dents (sans mordre) et fermer la bouche.



7. Inspirer avec force et profondément.

8. Retirer l'inhalateur de la bouche.

9. Retenir sa respiration environ 10 secondes puis expirer lentement.

10. Replacer le capuchon sur l'embout et remettre le couvercle protecteur.

11. Se rincer la bouche à l'eau après l'inhalation.

Entretien

Nettoyer l'extérieur de l'embout buccal régulièrement (1x/semaine) avec un linge propre et sec (ne pas utiliser d'eau ou de liquide).

Vous n'avez rien ressenti ?

C'est possible : la quantité de poudre délivrée est très faible et vous pouvez ne pas avoir perçu de goût particulier. Si vous avez suivi

correctement la procédure, la dose aura été délivrée.

Easyhaler® possède un indicateur de doses restantes. Après 6 mois, le Easyhaler® doit être remplacé même si le compteur n'a pas encore atteint le 0. Lorsqu'il reste une vingtaine de doses, consulter le médecin pour assurer le suivi du traitement.

Vous êtes asthmatique? Certains signes doivent vous inciter à consulter le médecin :

- Augmentation de la fréquence des crises
- Augmentation de la prise de médicament
- Difficulté à respirer permanente, oppression
- Toux gênante, surtout la nuit
- Toux ou sifflement après l'exercice
- Débit de pointe diminué

Quelle que soit la situation, en cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.